

CompuMed M1 plus OphthaComm M1

Das Augenarztmodul OphthaComm M1 der PriMoCon GmbH ist die optimale Ergänzung zu CompuMed M1. OphthaComm M1 erweitert die elektronische Patientenakte um die Funktionen für die speziellen Erfordernisse der augenärztlichen Praxis. Gewährleistet wird sowohl die Verwaltung aller Vorwerte in einer Maske als auch die Übernahme der Werte des Refraktometers an den Phoropter. Der Phoropter nutzt diese Werte als Voreinstellung und sendet die ermittelten Werte zurück an OphthaComm M1. Daraufhin können die Werte automatisch in ein Brillenrezept, einen Bericht oder Befund übernommen werden. Eine weitere Besonderheit von OphthaComm M1 ist die Anbindung von Geräten mit serieller Schnittstelle.

Geräteanbindungen

OphthaComm M1 bietet neben einer Integration über die Standard-GDT-Schnittstelle auch Anbindungen an Geräte mit seriellen Schnittstellen, uni- sowie auch bidirektional. Angebundene Geräte sind:

- Autorefraktometer
- Kerato/Refraktometer
- Auto-Phoropter
- Lenmeter
- Perimeter

Bislang zählen Geräte von Haag-Streit, Humphreys und Rodenstock zur stetig wachsenden Anzahl von OphthaComm M1-Anbindungen.

Ihr OphthaComm Kontakt

- Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gern Ihr örtlicher M1-Fachhandelspartner
- Auch die PriMoCon GmbH ist gern für Sie da:

PriMoCon GmbH
Am Gorbach 49
D - 59394 Nordkirchen
Tel: 0 25 96 / 98 00 50
Fax: 0 25 96 / 98 00 59
E-Mail: info@primocon.de
Internet: www.primocon.de

Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Angaben können jederzeit geändert werden und sind ohne Gewähr.

OphthaComm M1 Augenarztmodul



Wesentliche Vorteile von OphthaComm M1

- Kommunikation mit seriell angeschlossenen Geräten, uni- und bidirektional
- Übersicht über Vorwerte
- Sendemöglichkeit von Vorwerten zu angebundenen Geräten für weitere Untersuchungen
- Automatische Übernahmefähigkeit von Werten in Rezepte und Berichte

Ihr persönlicher Nutzen beim Einsatz von OphthaComm M1

- Verringerung von Übermittlungsfehlern
- Komfortabler Zugriff auf Vorwerte
- Abbildung von Praxisabläufen
- Automatische Übernahme der Ergebnisse in das Brillenrezept sowie in Befunde und Berichte
- Excel-Schnittstelle zur grafischen Aufbereitung der Vorbefunde

Kommunikationsmaske der OphthaComm M1-Anwendung

OphthaComm: Version für Praxis Dr. Mustermann an Platz 1

Verbindung

Patient

Nummer
 Name
 Vorname
 geboren

Tensio

RA mmHg
 LA mmHg

(medikamentös) Miosis
 (medikamentös) Mydriasis
 NCT
 applanatorisch

O/D
 Hinweis
 MA

+/- Sph +/- Cyl Achse Visus Add Prism Basis

Scheitelbrechwerte

ferne R
 L

Nähe R
 L

0/0 Hinweis MA

objektive Refraktion

Visus R SC L SC
 R
 L

0/0 Hinweis MA

Cyclo-Refraktion

R
 L

0/0 Hinweis MA

subjektive Refraktion

Voruntersuchung Visus R SC L SC

ferne R 3,75 - 3,50 45
 L 1,50 - 2,50 145

Bin

Nähe R
 L

Bin

1/1 Hinweis MA

verbunden 0 0 13.10.2005 22:56:33